

Mucos orthopädisches Fußbett

Mucos orthopaedic insole

NEUHEIT

Patentanmeldung:
2B A 1179/2007

Die beste Verbindung zu Ihren Füßen.
The best connection to your feet.

- individuelle Anpassung an jeden Fuß
individual adjustment at each foot
- perfekte Fußbettanatomie
perfect insole anatomy
- Stabilisierung durch einzigartiges thermoplastisches Material
stabilization by unique thermoplastic material
- Leichtigkeit durch Kork
lightness through cork



Das orthopädische Fußbett für die Anfertigung vorbereiten.

Light cork insole prepared for production.




Anformen und Abkühlen im Vakutherm.

Forming and cooling in Vakutherm.



Die richtige Erwärmung ist für die thermische Verformung maßgeblich.

Activation of the insole heating approx. 3 - 5 min.



Formschleifen an der Schleifmaschine.

Grinding to shape on the grinding machine.



Anformung auf dem Leisten im Vakutherm.

Forming on the last in Vakutherm.



Änderungen können einfach und schnell durchgeführt werden.

Changes can be accomplished simply and fast.